

An
ACE Handels- und Entwicklungs GmbH
Staufenstraße 1
83395 Freilassing
Deutschland / Germany

Hiermit erteile/n ich/wir den Auftrag zur Kalibrierung der u.a. Geräte:

Modellname	Menge	Kalibriergutschein beigelegt	
		ja	nein

Bestellung von Zubehör (zusätzlich zum Kalibrier-Auftrag)		
Mundstücke*	für Alkoholtester-Modell	Stückzahl
Ersatzsensor	für Alkoholtester-Modell	Stückzahl

*Standard VE = 25 Stk. / Dräger 3820: VE = 5 Stk.

Adresse ACE Handels- und Entwicklungs GmbH
(ACE Instruments), Staufenstr. 1,
D-83395 Freilassing / Germany
T +49(0)8654 / 779 53 31 · **F** +49(0)8654 / 779 96 94
E-Mail info@alkomat.net **Web** www.alkomat.net ·
GF Roland Heinemann · Klaus Forsthofer
Bankverbindung Deutschland
Postbank München · **BLZ** 7001 0080 ·
IBAN DE26 7001 0080 0804 3568 01 · **BIC** PBNKDEFF
Bankverbindung Österreich
Salzburger Sparkasse · **BLZ** 20404 ·
IBAN AT982040406605002415 · **BIC** SBGSAT2S
UID-Nr. Deutschland DE233838866 · **St-Nr.** 163/121/20473 ·
Handelsregister HRB 18204 (Amtsgericht Traunstein) ·
UID-Nr. Österreich ATU72268789 ·
Steuer-Nr. Österreich 430/9693
UID-Nr. Italien IT00179419999 · **Spanien** ESN2760709B ·
Großbritannien GB243240247 · **Frankreich** FR41820828010 ·
Polen PL5263167208 · **Tschechische Republik** CZ683922218
www.alkomat.net · www.ace-technik.com
www.gasmesstechnik.de · www.ace-brandschutz.com
www.ace-markenshop.com · www.ace-arbeitsschutz.com
www.msa-arbeitsschutz.com · www.ace-military.com

Kalibrier-Rücksendeschein

Rechnungsadresse ACE Kundennummer (wenn vorhanden)	
Firmenbezeichnung	
Vorname	Nachname
Straße / Nr.	
Postleitzahl	Ort
Land	
UID-Nummer	
Rücksendeadresse	
Firmenbezeichnung	
Vorname	Nachname
Straße / Nr.	
Postleitzahl	Ort
Land	

Kontaktdaten für Rückfragen	
Tel.-Nr.	
E-Mail	
Zahlungsweise wählen	
<input type="checkbox"/>	Privatpersonen & Firmen / Zahlung per PayPal**
<input type="checkbox"/>	Privatpersonen & Firmen / Betrag in bar beigelegt
<input type="checkbox"/>	Privatpersonen & Firmen / Zahlung per Nachnahme
<input type="checkbox"/>	Firmen / Zahlung per Rechnung (vorbehaltlich Prüfung)
**Bitte führen Sie die PayPal-Zahlung umgehend durch und informieren Sie uns über die Zahlung (per E-Mail an info@alkomat.net oder per Telefon), danke!	
Datum / Firmenstempel / Unterschrift des Auftraggebers	

Informationen zum Kalibrier-Service

Füllen Sie den ACE Kalibrier-Rücksendeschein bitte möglichst vollständig aus und senden Sie es anschließend zusammen mit Ihrem Alkoholtestgerät FREIGEMACHT an die auf diesem Rücksendeschein angegebene Adresse.

Dieser Service erfolgt zum fixen Brutto-Pauschalpreis inkl. MwSt. und inkl. Retour-Versand an den Kunden im versicherten DHL-Paket.

Aufgrund höherer Versandkosten gelten für Kunden, die nicht in AT oder DE wohnen, andere Pauschalpreise.

Der jeweilige Pauschalpreis enthält für alle Kunden folgende Leistungen und Produkte (pro eingeschicktem Gerät):

- Kalibrier-Service mit **Rücksendung innerhalb von 5 Werktagen**
- Sensorüberprüfung mithilfe modernster Messgeräte
- Professionelle Kalibrierung im ACE Service-Labor durch technisch top geschulte Mitarbeiter
- Anbringen eines Stickers zur Kalibrier-Erinnerung
- **Prüfbericht (Kalibrier-Zertifikat)**
- **1 Satz Neubatterien** (Stückzahl modellabhängig) **und 25 Zusatzmundstücke** (nur für mobil einsetzbare Alkoholtester) **(Ausnahme: 5 Mundstücke für den Dräger Alcotest 3820)**

Warum soll ein Alkoholtester regelmäßig kalibriert werden?

■ Damit die Genauigkeit von Alkoholtestern erhalten bleibt, sollte man ihren eingebauten Sensor regelmäßig nachjustieren = kalibrieren. Der entscheidende Faktor ist dabei nicht – wie oft falsch angenommen wird – die Häufigkeit des Gebrauchs, sondern die Zeit:

› Bei oft genutzten Geräten verschiebt sich nämlich der Nullpunkt. Das bedeutet, dass nach einem Atemalkoholtest zu hohe oder zu niedrige Messwerte angezeigt werden.

› Bei wenig genutzten Geräten oder einer langen Liegedauer wiederum nimmt die Empfindlichkeit des integrierten Sensors ab. Auch dies führt dazu, dass die angezeigten Messwerte zu hoch oder zu niedrig ausfallen.

› Unabhängig von der Nutzung sollte man einen Alkoholtester also in gewissen Zeitabständen kalibrieren bzw. kalibrieren lassen (bitte lesen Sie für Details die Bedienungsanleitung Ihres Alkoholtesters).

■ Die Gewährleistung erlischt, wenn die Kalibrierintervalle nicht eingehalten werden.

Hersteller / Marke	Brutto-Preise Kalibrier-Service	
	DE / AT	Andere Länder
Dräger Alcotest	40,- €	50,- €
EnviteC AlcoQuant	40,- €	50,- €
LION	40,- €	50,- €
ACE Modelle (mit elektrochem. Sensor)	40,- €	50,- €
ACE Modelle (mit Halbleiter-Sensor)	30,- €	40,- €
ACE Modelle (stationäre Geräte)***	80,- €	90,- €

***Bei stationären Geräten (AL4000, ACE Public (V), ACE Vision, ACE Agent) sind die Kalibrierkosten aufgrund eines komplexeren Services höher.

Für Alkoholtestgeräte der Serien AL6000 und AL7000, für die Modelle ACE ALP-I med und ACE III Premium sowie für die stationären Atemalkoholtestgeräte können Sie Ersatzsensoren erwerben. ACE Instruments kann auch diese Ersatzsensoren kalibrieren. Sollte eine Reparatur bzw. Sensor-Erneuerung notwendig sein, so kontaktieren wir Sie vorab. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter via E-Mail an info@alkomat.net oder telefonisch unter +49 (0) 8654 77953-31 gerne zur Verfügung!

Infos zu Widerrufsbelehrung, Haftungsausschluss, Datenschutzerklärung, Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen siehe www.alkomat.net.

Kalibrierung bei ACE Instruments

■ Jeden Alkoholtester, welchen Sie bei ACE Instruments erwerben, können Sie selbstverständlich bei ACE Instruments kalibrieren lassen. Wir kalibrieren aber auch gerne Geräte, die bei Drittanbietern bezogen wurden, sofern es sich um von ACE Instruments angebotene oder baugleiche Modelle handelt.

■ Die meisten Geräte geben einen Hinweis auf den empfohlenen Zeitpunkt zur Kalibrierung. Er kann aber auch auf einem Kalibrier-Aufkleber ersichtlich sein. Wenn es keinen Kalibrier-Hinweis und keinen Kalibrier-Aufkleber gibt, dann empfehlen wir, die Kalibrierung spätestens 12 Monate nach dem Kaufdatum durchzuführen und danach jeweils 1x pro Jahr.

■ **Alkoholtester enthalten empfindliche Elektronik: Verpacken Sie das Gerät deshalb bitte unbedingt so, dass keine Transportschäden möglich sind. Wir empfehlen die Einsendung als Paket, damit im Fall der Unauffindbarkeit die Sendungsverfolgung bzw. der Abliefernachweis möglich ist.**